


3D Ball Mill (3D Reactor)
PC control model
(Program & Manual operation possible)

Nov, 2018




NAGAO SYSTEM

Chassis color has been changed from gray to white. Gray color is also possible.



PC control model (Program & Manual operation possible)



Speed changeable in increments of 10 rpm.

<< メニューに戻る **マニュアルモード** Version: 1.0.0.1

モーター1 現在回転速度 0 rpm 現在角度 102 °

設定回転速度	10 rpm	▲ ▼	START	STOP	励磁ON
設定角度	0 °	▲ ▼	START		原点復帰


モーター2 現在回転速度 0 rpm 現在角度 313 °

設定回転速度	30 rpm	▲ ▼	START	STOP	励磁ON
設定角度	0 °	▲ ▼	START		原点復帰



NAGAO SYSTEM

Pattern operation is also possible. Variable time, hold time and rotation speed can be adjusted.



It is also possible to compare measured rpm with program mode.

